

Фиксатор «Лекстил»

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Продукт предназначен для:

- использования в качестве фиксатора гистологических образцов;
- функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике in vitro.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт представляет собой готовый к применению водный раствор, не подлежащий разбавлению.

«Лекстил» применяют в клинической лабораторной диагностике в специализированных лабораториях патологоанатомических и патоморфологических отделений учреждений медицины и здравоохранения следующего профиля: гистологического, патологоанатомического, патоморфологического, морфологического; для клинической и лабораторной диагностики in vitro. Механизм действия фиксатора основан на коагуляции белков и стабилизации липидов.

Фиксации подвергаются ткани человека: биопсийный и аутопсийный материал.

«Лекстил» обеспечивает стабилизацию тканевых структур и их уплотнение, прекращает аутолиз, стабилизирует локализацию структур.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость от прозрачного до бледно-желтого цвета
рН	3,5-6,5
Условия хранения после вскрытия упаковки с фиксатором	хранить в закрытой таре не более 12 месяцев при температуре от + 5 °С до + 25 °С
Условия хранения и транспортировки	при температуре от + 5 °С до + 25 °С
Упаковка	пластиковые емкости 1, 5, 10, 20л.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Продукт относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества малоопасные).

Применять в соответствии с утвержденной производителем инструкцией.

Не содержит формальдегид. Не является канцерогеном. Без запаха

Срок годности: 24 месяца с момента изготовления.

